

HYABAK 0,15% krople do oczu 10 ml nawilżanie i łagodzenie

10 ml
300 KROPLI



Ciesz się zmęczone OKO

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	-
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Dlaczego warto wybrać HYABAK®? Kiedy stosować HYABAK®? Dla kogo HYABAK®? Szczegóły produktu

Dlaczego warto wybrać HYABAK®?

Nawilża oczy i łagodzi dyskomfort każdego dnia:

Nawilża oczy w czasie pracy przed ekranem monitora, tabletu czy telefonu

Przynosi ulgę dla podrażnionych, zmęczonych oczu w trakcie codziennych czynności tj. prowadzenie samochodu, czytanie, oglądanie TV

Poprawia komfort użytkownikom soczewek kontaktowych. Ułatwia aplikację soczewek i poprawia ich nawilżenie w ciągu dnia

Kwas hialuronowy 0,15%1 – naturalny polisacharyd, występujący w ludzkim oku, który nawilża jego powierzchnię

Hipotoniczna formuła – szybka i długotrwała ulga dla oczu

Bez fosforanów, bez konserwantów – większe bezpieczeństwo dla oka, mniejsze ryzyko podrażnień, lepsza tolerancja

Odpowiedni dla osób noszących soczewki kontaktowe – powleka i nawilża soczewki, ułatwia ich zakładanie, zdejmowanie i użytkowanie przez cały dzień

ZAWIERA ACTINOQUINOL - dodatkowa ochrona przed promieniowaniem UV²

SYSTEM ABAK® pierwszy na rynku i jedyny taki:

Innowacyjne, opatentowane opakowanie - bezpieczeństwo stosowania

System mikrofiltrów - unikalny projekt butelki zapewnia oczom bezpieczeństwo

Skalibrowana wielkość kropli - precyzyjne dawkowanie

Butelka zawiera 300 kropli

Kiedy stosować HYABAK®?

Podczas długotrwałej pracy przy komputerze

Kiedy odczuwamy zmęczenie i suchość oczu

Gdy przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach

W podróży i na wakacjach, gdy narażeni jesteśmy na szkodliwe działanie słońca, wiatru lub słonej wody

Kiedy odczuwamy zmęczenie oczu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr, dym, zanieczyszczenie, kurz, suche powietrze

Dla kogo HYABAK®?

Dla wszystkich osób, które borykają się z suchością oczu

Dla osób intensywnie korzystających z urządzeń cyfrowych (syndrom CVS)

Dla użytkowników soczewek kontaktowych

Dla osób zmagających się ze zmęczeniem i podrażnieniem oczu np. podczas prowadzenia samochodu, czytania, oglądania telewizji

Wyłącznie dla osób dorosłych

Szczegóły produktu

Skład Działanie Wskazania Przeciwwskazania Sposób użycia

HYABAK to krople do oczu w postaci roztworu, w którego skład wchodzi hialuronian sodu (0,15%), chlorek sodu, actinoquinol, trometamol, kwas chlorowodorowy i woda do wstrzykiwań. HYABAK jest jałowym, nie zawierającym fosforanów, hipotonicznym roztworem o neutralnym pH.

Głównym składnikiem produktu HYABAK jest hialuronian sodu, naturalny polisacharyd występujący w ludzkim oku, który zatrzymuje wodę w celu nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka. Utrzymuje roztwór na powierzchni oka, zapewniając długotrwałą ulgę i skracając czas gojenia się powierzchni oka.

HYABAK zalecany jest do nawilżania oczu w przypadku suchości lub zmęczenia oczu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr, dym, zanieczyszczenie, kurz, suche powietrze, klimatyzacja, podróżowanie samolotem, długotrwała praca przy monitorze komputerowym. Przynosi natychmiastową ulgę i zapewnia oczom komfort w ciągu dnia. HYABAK jest również zalecany osobom noszącym soczewki kontaktowe. Powleka i nawilża soczewki, ułatwiając ich zakładanie i zdejmowanie, a także użytkowanie soczewek przez cały dzień.

Nie wstrzykiwać, nie połykać. Nie należy stosować produktu HYABAK w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników (patrz opis wyrobu). Z powodu braku wystarczających danych nie należy stosować produktu HYABAK u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, chyba że zaleci to lekarz. Ze względu na brak wystarczających danych produkt HYABAK nie powinien być stosowany u dzieci, chyba że zaleci to lekarz.

Stosowanie produktu HYABAK nie wymaga specjalnego szkolenia. Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć ręce. Nie używać żadnych narzędzi do otwierania butelki. Przy pierwszym użyciu produktu HYABAK pierwsza kropla będzie wypływała na zewnątrz dłużej, ze względu na unikatowy system filtrowania w butelce (patrz opis wyrobu). Po zastosowaniu należy zamknąć butelkę nakrętką.

1 w postaci soli – hialuronianu sodu 0,15% 2 stosowanie kropli z filtrem UV nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych

HYABAK®, wyrób medyczny, krople do oczu przeznaczone do nawilżania oczu i soczewek kontaktowych; rzadko możliwe łagodne podrażnienia i zaczerwienienie oczu, pieczenie, kłucie, uczucie obcego ciała w oku i niewyraźne widzenie przez krótki czas; podmiot prowadzący reklamę: Théa Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa; producent: Laboratories Théa HYA_2023_03_0040

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Sprawdź również

Właściwości HYABAK 0,15% krople do oczu 10 ml Krople do oczu i soczewek kontaktowych Hyabak z kwasem hialuronowym chronią i nawilżają oczy. Zmniejszają zmęczenie oczu spowodowane m.in. pracą przy komputerze, suchym powietrzem i klimatyzacją. Zawierają dodatkowo filtr UV, który zabezpiecza oko przed promieniowaniem świetlnym. Krople Hyabak nie zawierają konserwantów, dzięki czemu nie podrażniają oczu. Można z nich korzystać przez 3 miesiące od otwarcia butelki. Krople Hyabak są hipotonicznym roztworem wykazującym działanie nawilżająco-ochronne. Zawierają w swym składzie kwas hialuronowy, który działa nawilżająco i powlekająco oraz aktinokinol - okulistyczny filtr UV. Hyabak nawilżają oczy przynosząc ulgę i długotrwały komfort podrażnionym, piekącym i zmęczonym oczom. Jako jedyne krople do oczu zawierają filtr UV chroniąc jednocześnie tkanki powierzchni oka przed szkodliwym promieniowaniem UV. Ponadto, krople łagodzą efekt nadmiernego łzawienia oraz uczucie swędzenia powiek, ciała obcego lub piasku pod powiekami. Produkt Hyabak nie zawiera żadnych konserwantów, dzięki zastosowaniu wygodnej buteleczki z systemem ABAK®. Zapewnia on precyzyjne dawkowanie kropli bez środka konserwującego, to natomiast zapewnia ochronę tkanek oka oraz umożliwia stosowanie preparatu Hyabak łącznie ze wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych. **Sposób użycia** Jedną kroplę HYABAK® należy wkraplać do każdego oka tak często, jak jest to konieczne. Przeciętnie stosuje się 1 kroplę do każdego oka 2 do 3 razy dziennie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działania preparatu należy: przed każdym zakraplaniem umyć starannie ręce, podczas wkraplania nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka, powiek ani jakichkolwiek innych przedmiotów, stosować nie dłużej niż 3 miesiące od pierwszego użycia, nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu, w przypadku stosowania kilku preparatów do oczu należy zachować co najmniej 10 minutowy odstęp pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów. Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą nanosić preparat na wklęsłą część soczewki podczas jej zakładania lub zdejmowania, jak również tak często jak jest to niezbędne w trakcie jej noszenia. **Ważne!** Nie, krople Hyabak nie zawierają konserwantów. **Składniki** hialuronian sodu, chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań. **Producent** LABORATOIRES THEA Cicha 7 Warszawa

Galeria

Nawilżające krople do oczu

HYABAK
WYRÓB MEDYCZNY

Nawilża oczy i łagodzi dyskomfort każdego dnia:

- Kwas hialuronowy 0,15%** naturalny nawilżacz oka
- Bez fosforanów, bez konserwantów** - mniejsze ryzyko podrażnień
- Zawiera actinoquinol** - ochrona przed promieniowaniem UV
- Hipotoniczna formuła** - szybka i długotrwała ulga dla oczu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Théa

Ulga i nawilżenie dla oka zmęczonego ekranem

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nawilżające krople do oczu

HYABAK
WYRÓB MEDYCZNY

SYSTEM ABAK® pierwszy na rynku i jedyny taki:

- Innowacyjne, opatentowane opakowanie - bezpieczeństwo stosowania
- Skalibrowana wielkość kropli - precyzyjne dawkowanie

Butelka zawiera 300 kropli

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nawilżające krople do oczu

HYABAK
WYRÓB MEDYCZNY

Kiedy stosować HYABAK®?

- Przy suchości oczu - podrażnieniach i niepokojącym pomieszczeniach
- Przy długiej pracy przy ekranach cyfrowych, intensywnie rozwiązaniach
- Przy zmęczeniu podczas prowadzenia samochodu, czytania, oglądania TV
- Przy podrażnieniu wywołanym z czynników atmosferycznych

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nawilżające krople do oczu

HYABAK
WYRÓB MEDYCZNY

Dlaczego warto wybrać HYABAK®?

- Nawilża oczy** w czasie pracy przed ekranem
- Przynosi ulgę** dla podrażnionych, zmęczonych oczu
- Poprawia komfort** użytkownikom soczewek kontaktowych

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.