

CYCLOTEST myWay komputer cyklu 1 sztuka

Cena: 1 354,00 PLN



Opis słownikowy

Producent	AMED
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

Opis produktu

OpisCyclotest myWay - tryb Antykoncepcja Bez Hormonów - Komputer cyklu Nowej Generacji

Cyclotest myWay - tryb Antykoncepcja Bez Hormonów jest Wyrobem Medycznym Bezpiecznym - Skutecznym - Wykonanym z Najwyższej Jakości Surowców

Naturalna Antykoncepcja z Cyclotest myWay bez żadnych skutków ubocznych. Skuteczność 99,7 % Najlepsze na rynku komputery cyklu wg Niemieckiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego. Dodatkowe funkcje dostępne TYLKO w Cyclotest® myWay /tryb Antykoncepcja Bez Hormonów i tryb Planowanie dziecka/, min. indeks BMI, PMS, zaburzenia cyklu, planner urodzin i wiele innych. Menu i instrukcja w j. polskim. Gwarancja producenta 3 lata. Gwarancja jakości „Made in Germany”. Wymienna bateria wielokrotnego ładowania. Nowoczesny dotykowy ekran z elastyczną końcówką, w zestawie port USB i oprogramowanie na PC. Maksymalna skuteczność poprzez podwójne sprawdzanie. Cyclotest myWay jest komputerem cyklu nowej generacji, który wyznacza dni, kiedy istnieje ryzyko zajścia w ciążę. Dni te wyznaczone są indywidualnie dla Twojego cyklu miesięcznego. Skuteczność działania cyclotest myWay wynosi 99,7% wg Niemieckiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego.* (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.: Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen. 2004. (German Association for Gynaecology and Obstetrics: Guidelines, Recommendations, Opinions. 2004.)) Cyclotest myWay precyzyjnie wyznacza dni płodne i niepłodne w cyklu menstruacyjnym na podstawie pomiarów podstawowej temperatury ciała zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka. Opcjonalnie istnieje możliwość wprowadzenia informacji o drugim wskaźniku płodności tj. śluzie płodnym, szyjce macicy, lub skoku hormonu LH, co jest wyjątkową funkcją dla komputerów cyklu. Cyclotest myWay – naturalna i skuteczna antykoncepcja. Twój status płodności na dzień bieżący oraz na następne dni jest widoczny od razu na wyświetlaczu i pozwala na dobranie odpowiedniej metody antykoncepcji. Na przykład w dni płodne możesz zdecydować się na użycie dodatkowej metody antykoncepcji bez hormonów lub zachować wstrzemięźliwość seksualną. Cyclotest myWay zapewnia antykoncepcję naturalną, bezpieczną i całkowicie bez hormonów, dostosowuje się całkowicie do potrzeb użytkowniczki i jest bardzo skuteczny. Cyclotest myWay to produkt medyczny. Cyclotest myWay jest cyfrowym kalkulatorem płodności, który dostosowuje się do Twoich indywidualnych potrzeb, rytmu dnia i życia: umożliwi wprowadzanie wielu istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na Twój aktualny status płodności takich jak: choroba, impreza, duże spożycie alkoholu, podróż, stres i inne czynniki wpływające na precyzję prognozy płodności. Nowoczesny design w połączeniu z wieloma użytecznymi funkcjami np. wskazówkami jak dbać o skórę lub jaki jest Twój indeks BMI sprawia, że komputer spełnia potrzeby kobiet w zakresie pielęgnacji i dbania o zdrowie, co

czyni go wyjątkowym. Stosując Cyclotest myWay nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Stosując Cyclotest myWay masz wszystko, co potrzebujesz. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, np. kupowania pasków testowych jak w przypadku komputerów mierzących poziom hormonów. Cyclotest myWay jest łatwy w obsłudze. Cyclotest myWay został skonstruowany po to, aby zaoferować kobietom wiarygodną i skuteczną oraz łatwą w użyciu alternatywę antykoncepcyjną. Cyclotest myWay wykorzystuje twoją temperaturę ciała jako podstawę do wyznaczenia twoich indywidualnych ryzykownych dni płodnych, kiedy mogłabyś zajść w ciążę. Stosując w niektóre dni w cyklu Cyclotest myWay, mierzysz swoją temperaturę ciała rano zaraz po przebudzeniu, ale jeszcze leżąc w łóżku. Bezpośrednio po pomiarze, twój aktualny status płodności wyświetla się na monitorze: niepłodny lub płodny. W wyznaczone dni płodne powinnaś zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, jeśli chcesz uniknąć ciąży. Cyclotest myWay – antykoncepcja tylko wtedy, gdy konieczna. Podstawową funkcją komputerów cyklu Cyclotest jest wyznaczenie dni płodnych i niepłodnych w cyklu miesięcznym i dopasowanie się do Twoich indywidualnych potrzeb i Twojego cyklu. Proces ten odbywa się poprzez ocenę sygnałów wysyłanych przez kobiecy organizm w trakcie owulacji. Interpretowanie temperatury ciała, która musi zostać zmierzona każdego ranka przed wstaniem z łóżka, za pomocą zintegrowanego czujnika jest podstawą tej metody. Proces ten jest odzwierciedleniem głównych założeń metody objawowo-termicznej. Urządzenia te zostały zaprojektowane, aby wspierać kobiety na różnych etapach ich życia. W okresie, gdy kobieta nie chce zajść w ciążę, Cyclotest myWay wyznacza fazy w cyklu miesięcznym, w których występuje ryzyko zajścia w ciążę. Cyclotest myWay - nowoczesność i skuteczność. Jeśli zdecydujesz się na Cyclotest myWay, wszystkie Twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Komputer cyklu posiada w zestawie czujnik do mierzenia temperatury, a także algorytm na podstawie, którego dokonywany jest proces ewaluacji danych. Wszystkie wyniki są pokazane na wyświetlaczu i mogą zostać przeniesione na komputer stacjonarny, za pomocą oprogramowania Cyclotest mySoftware.