

## SUTRICON żel silikonowy na blizny 15 ml

Cena: 28,45 PLN



### Opis słownikowy

Producent	VERCO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

**Opis**Regularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon® poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia. **Wskazania:** Sutricon żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji blizn: Zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy; O długości do 10 cm; Po liftingu twarzy i szyi; Po korekcie powiek; Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift); Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na ruchomych partiach ciała; Po przeszczepie skóry w okolicy twarzy; Zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych; Przerostowe i bliznowce. **Zalety produktu:** Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt. Zapewnia matowe wykończenie bez efektu świeżącego filmu (non-oily). Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji. Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może być stosowany pod makijaż. Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny. Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia. **Sposób użycia**Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju: minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn; w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej, nawet do 6 miesięcy. **Skład**polisiloksany, dwutlenek krzemu