

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA żel, 1 sztuka

KRÓTKA DATA 30.11.2024

Cena: 32,25 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 zestaw
Producent	OMEGA PHARMA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

Opis produktu

OpisUndofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA żel, 1 sztuka KRÓTKA DATA 30.11.2024

Undofen® Pro Pen Terapia kwasowa TCA jest łatwy i szybki w aplikacji, dzięki innowacyjnej formie aplikatora. Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa brodawki/kurzajki. Można stosować u dzieci od 4 roku życia.

Łatwa i szybka aplikacja Efekty widoczne już po pierwszym użyciu Bezbolesna kuracja Innowacyjna i precyzyjny aplikator

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki należy wykonać kilka pełnych obrotów minimum 3 razy, aby żel przedostał się do końcówki aplikatora. W przeciwnym razie produkt nie będzie gotowy do użycia.

Stuknij aplikatorem (nakrętką skierowaną w dół) 3 razy w twardą powierzchnię (np. stół), aby żel spłynął do końcówki aplikatora.

Ustaw niebieskie zgrubienie (na nakrętce) i białe (na aplikatorze), a następnie zdejmij nakrętkę. Korek posiada zabezpieczenie przed dziećmi, dlatego do jego zdjęcia potrzebne będzie użycie siły poprzez mocne pociągnięcie korka.

Położ końcówkę aplikatora na brodawkę/kurzajkę. Naciśnij niebieski przycisk i trzymaj przez 10 sekund. W przypadku większych brodawek/kurzajek (> 6mm) może być potrzebna dodatkowa aplikacja produktu.

Po aplikacji, nałóż nakrętkę. Przekręć ją tak, żeby niebieski i biały punkt nie był w tym samym ułożeniu (zabezpieczenie przed dziećmi).

Składniki:

kwask trójchlorooctowy (TCA), woda

Producent:

Omega Pharma

Nr CE 0344