

VITAMMY FLASH HTD881 Termometr bezdotykowy



Cena: 58,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NOVAMED SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis VITAMMY FLASH HTD881 Termometr bezdotykowy. Nowoczesna konstrukcja i zaawansowany pomiar bezdotykowy. Wyrażone w postaci innowacyjnej technologii 2 sposobów pomiaru, designerskiej formy i zakresu przydatnych funkcji. Szerokie spektrum zastosowań. Doskonale sprawdzi się do zastosowań profesjonalnych i związanych ze zwalczaniem pandemii (COVID19) znakomicie ułatwiając i przyspieszając intensywne pomiary: ergonomiczny pistoletowy kształt wygodny w użyciu, spust błyskawicznie działający, certyfikowane urządzenie medyczne, idealny do monitorowania gorączki u dzieci, niezastąpiony w domu, np. podczas przygotowywania posiłków oraz kąpieli. W zależności od sytuacji temperaturę możesz zmierzyć szybko, np. gdy rutynowo sprawdzasz stan zdrowia dziecka lub zeskanować całe czoło w trybie rozszerzonym (przytrzymaj spust), jeśli podczas infekcji i leczenia monitorujesz zmiany temperatury dziecka i chcesz zniwelować wpływ czynników zewnętrznych na wiarygodność wyniku. Pamięć 50 pomiarów pomaga śledzić przebieg infekcji. Alarm gorączki i interpretacja wyniku pomiaru przy użyciu kolorów podświetlenia to funkcje wspierające rolę rodzica. W trybie cichym zmierzysz temperaturę w nocy lub gdy dziecko śpi bez ryzyka jego obudzenia. Innowacja 2 sposobów pomiaru VITAMMY FLASH to termometr najnowszej generacji oferujący 2 procedury pomiaru: natychmiastowy pomiar punktowy + rozszerzony skan czoła. Metoda 1 - Wyceluj, naciśnij: skieruj czujnik termometru w stronę środka czoła, zbliż termometr do czoła na odległość nie większą niż 5cm, nie dotykając czoła. Naciśnij przycisk ON - termometr zmierzy temperaturę a wynik pomiaru wyświetli się na ekranie LCD. Metoda 2 - Rozszerzona: Wyceluj czujnik termometru w okolicę skroni; przytrzymaj wciśnięty przycisk ON i przesuwaj termometr wzdłuż czoła do przeciwległej skroni i tam puść przycisk - termometr zmierzy temperaturę a wynik pomiaru wyświetli się na ekranie LCD. Tak zmierzona temperatura jest potencjalnie bardziej wiarygodna, ponieważ termometr uśrednia temperaturę z całego czoła. Szybka ocena temperatury na podstawie koloru ekranu. W obu metodach wykonany pomiar zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym, a wynik podświetli się na jeden z trzech kolorów: 1. Zielony - temperatura normalna (35,5-37,3 stop C) 2. Pomarańczowy - lekka gorączka (37,4-38 stop C) 3. Czerwony - gorączka! (38,1-43 stop C) natychmiastowy pomiar w mniej niż 2 sekundy, ergonomiczna obudowa i wygodny sposób obsługi, spust, odległość / czas pomiaru: 1-5cm / <2s tryb cichy, alarm gorączki z możliwością zmiany ustawień (fabrycznie ustawiona jest temperatura 38,1 stop C) pamięć 50 pomiarów, idealny do monitorowania gorączki u dzieci, podczas przygotowywania posiłków oraz kąpieli, zawartość zestawu: termometr, polska instrukcja obsługi, 2 baterie AAA