

BENECHECK Paski testowe do pomiaru stężenia kwasu moczowego 25 sztuk



Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 szt.
Postać	-
Producent	STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. S.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisPaski testowe do pomiaru stężenia kwasu moczowego. Do użytku wyłącznie z urządzeniem BeneCheck PLUS.Zastosowanie: do pomiaru stężenia kwasu moczowego.Sposób użycia: nanoszenie krwi na pasek testowy: przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając.Ważne wskazówki:Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej (10-30 stopni Celsjusza).Po użyciu natychmiast zamknij opakowanie.Nie zamrażaj.Zużyć w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia opakowania.Producent:Kardioline Swiss GmbH,Oberbuntelstrasse 14,CH-9443 Widnau, Switzerland.