

CIŚNIENIOMIERZ NOVAMA HOME elektroniczny



Cena: 98,78 PLN

Opis słownikowy

Producent	NOVAMED
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Właściwości:

duży przycisk uruchamiający przyjazny wygląd kliniczna dokładność ESH pamięć 60 pomiarów funkcja alarmu nawet po wyłączeniu mankieta 22-33 cm wskaźnik INDEX na mankiecie IHB - wskaźnik nieregularnej pracy serca Funkcja F3 - średnia z 3 ostatnich pomiarów interpretacja wyników według WHO 2 lata gwarancji

Duży przycisk uruchamiający jest dostosowany dla osób starszych, niedowidzących oraz niepełnosprawnych, ułatwia przeprowadzenie pomiaru ciśnienia.

Kliniczna dokładność ESH, oznacza iż wiarygodność przeprowadzanych pomiarów została potwierdzona przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH). Zatem dokonując pomiaru mamy pewność iż otrzymany wynik jest miarodajny. Model ten wyposażony jest w funkcję przypominania, która umożliwia ustawianie 3 różnych alarmów na dobę. Funkcja przypominania jest niezwykle przydatna osobom, które mierzą ciśnienie o stałych, określonych porach dnia, np. w celu precyzyjnej rejestracji wyników i monitorowania nadciśnienia. Mankiet w ciśnieniomierzu HOME jest większy niż standardowo dokładane do aparatów, wielkość mankieta 22-33 cm pozwala skorzystać z ciśnieniomierza większej grupie osób. Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru rękawa można zweryfikować, sprawdzając, czy pionowy wskaźnik INDEX znajduje się w przedziale oznaczonym na rękawie symbolem OK. Nieprawidłowo założony rękaw może skutkować nieprawidłowymi pomiarami. Wskaźnik nadciśnienia wskaże przedział, w którym leży wynik według WHO. Dzięki temu użytkownik będzie mógł określić swój stan zdrowia i skonsultować wynik z lekarzem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała przyjęte na całym świecie standardy interpretacji wyników pomiaru ciśnienia krwi. Wskaźnik nieregularnej pracy serca (IHB - Irregular Heart Beat). Urządzenie to wyposażone jest w funkcję wykrywania nieregularnej pracy serca, wówczas na ekranie pojawi się symbol pustego serca w podwójnym nawiasie. Funkcja ta pomaga zdiagnozować choroby serca. Za pomocą jednego przycisku aparat wyświetli średnią z trzech ostatnich pomiarów celem sprawdzenia powtarzalności wyników i konsultacji z lekarzem.

Sposób użycia:

Pomiarów ciśnienia, należy dokonywać zgodnie z instrukcją obsługi, załączoną do urządzenia.

Skład:

komfortowy mankiet o średnicy 22-33 cm baterie AA- 4 sztuki karta gwarancyjna (2 lata gwarancji) instrukcja obsługi w języku polskim

Podmiot odpowiedzialny: NOVAMED SP. Z O.O.