

COVID-19 szybki test antygenowy ze śliny AmonMed



Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	AmonMed
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis Szybki, prosty do samodzielnego stosowania: w domu, biurach i zakładach pracy oraz innych instytucjach publicznych. Bezbolesny, nieinwazyjny.

Sposób użycia 1. Włać zawartość ekstraktu do próbówki. 2. Wprowadzić próbkę śliny do próbówki. 3. Umieścić dwie krople na teście. 4. Odczytać wynik po 15-20 min.