

EL-COMP Kruszarka do tabletek

Cena: 6,73 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-----------|
| Opakowanie | 1 szt. |
| Producent | EL-COMP |
| Rodzaj rejestracji | Akcesoria |

Opis produktu

Opis EL-COMP Kruszarka do tabletek

Kruszarka do tabletek umożliwia przyjmowanie leków w postaci sypkiej według wskazań lekarza lub zgodnie z wytycznymi producenta leku.

Działanie kruszarki do tabletek: Tabletkę należy umieścić w wyznaczonej przestrzeni w dolnej części kruszarki, a następnie nałożyć pokrywę i skrócić obie części do momentu odczucia oporu. Po rozkręceniu otrzymamy proszek. Niewielki rozmiar i szczelność zapobiega zmianom dawki leku.

Urządzenie przeznaczone jest dla osób mających trudności z przełykaniem. Ułatwia podanie leku osobom starszym, dzieciom i zwierzętom. Rozkruszenie tabletek przez kruszarkę umożliwia także aplikację leku choremu np. z gastrostomią odżywczą przez PEG. Tabletki należy w tym przypadku rozkruszyć w kruszarce, rozpuścić w wodzie i podać strzykawką.

W wyznaczonej w pokrywie przegródce można przechowywać i transportować leki, co znacznie ułatwia systematyczne dawkowanie i konsekwentne prowadzenie terapii lekowej.

Produkt wykonany w Polsce wyłącznie z certyfikowanych tworzyw jest bezpieczny dla użytkownika. Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny. ATEST PZH B-BŻ-6071-0200/20/C

UWAGA!!! Kruszarka nie gwarantuje rozkruszenia tabletek o dużej twardości. Zalecamy rozkruszanie tabletek pojedynczo.