

FUTURO SPORT Regulowana opaska stawu skokowego, 1 szt.



Cena: 36,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	3M POLAND SP Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisFUTURO Opaska stawu skokowego regulowana, 1 szt.

Trwała mieszanka neoprenowa zapewnia dobrą stabilizację, kojące ciepło i wygodę. Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie i zapewnia wsparcie. Pętla na piętę ułatwia zakładanie.

Opis produktu:

Zapewnia stabilizację przy urazach stawu skokowego Zastosowanie: Zastosowanie ogólne, ćwiczenia fizyczne Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie Wytrzymałe materiały zapewniają solidną ochronę, kojące ciepło i wygodę Otwór na piętę ułatwia zakładanie Regulowana Produkt zalecany przez nasz panel ekspertów w dziedzinie medycyny i inżynierii. Przeznaczenie: Zapewnia stabilizację przy zeszywnieniu, bólach i urazach stawu skokowego Pasuje na lewą lub prawą stopę Poziom stabilizacji: średni Rozmiar: 17.8 - 27.9 cm **Sposób użycia**

1. Wsuń stopę w elastyczną część opaski. Rysunek pokazuje instrukcję zakładania na lewą stopę (w celu założenia na prawą stopę, odwróć opaskę na drugą stronę).2. Owiń pasek wokół kostki, jak pokazano na rysunkach 2 i 3.3. Zapnij rzep, dostosowując stopień napięcia paska. Postaraj się unikać umieszczania zapięcia na podbiciu stopy, bo może to spowodować dyskomfort podczas noszenia obuwia.

Składniki

Neopren, nylon, poliester

Skład w momencie publikacji. Aktualne INCI znajduje się na stronie producenta i/lub opakowaniu.

Producent

3M POLAND SP. Z O.O.