

IMUTEST ALERGIA panel wziewny (kot, roztocza, pyłki traw) 1 sztuka

Cena: 139,00 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisIMUTEST ALERGIA panel wziewny (kot, roztocza, pyłki traw) 1 sztukaIMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE, skierowanych przeciwko alergenom kota, roztoczom kurzu domowego, pyłkom traw.ZASTOSOWANIEIMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw to prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię. Niewielka próbka krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUIMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw – test wykrywający nadwrażliwość na alergeny roztoczu kurzu domowego, kota oraz pyłków traw.Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość - 100%.Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).WSKAZANIA DO WYKONANIA IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw:objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli)kichanie, nieżyt nosaswędzące, łzawiące i opuchnięte oczyreakcje anafilaktycznealergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień)ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA1 saszetka z testem kasetkowym1 sterylne nakłuwacz1 kapilara1 odczynnikinstrukcja użyciaSposób użycia1. otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnego nakłuwacza dołączonego do zestawu2. pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu3. wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej4. wprowadzenie odczynnika do większego okienka w kasecie testowej5. oczekiwanie 15 minut i odciążenie niebieskiego suwaka w kasecie testowej6. odczytanie i interpretacja wyniku