

# KOMPRESY Z GAZY NIEJAŁOWE 8-warstwowe 17-nitkowe 10 cm x 10 cm 100 sztuk BIOCANTO CARE



Cena: 17,89 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 szt.
Postać	-
Producent	BIOCANTO SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis** KOMPRESY Z GAZY NIEJAŁOWE 8-warstwowe 17-nitkowe 10 cm x 10 cm 100 sztuk BIOCANTO CARE Kompresy po wyjąłowieniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania ran, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną według normy EN-ISO17665-1. W celu sterylizacji kompresy należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzać w sterylizatorach parowych w temperaturze 121°C przez 20 min. lub w temperaturze 134°C przez 10 min. Uwaga: nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji. Nie stosować w polu operacyjnym.