

KOMPRESY Z GAZY NIEJAŁOWE 8-warstwowe 17-nitkowe 7,5 cm x 7,5 cm 100 sztuk BIOCANTO CARE



Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 szt.
Postać	-
Producent	BIOCANTO SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisKOMPRESY Z GAZY NIEJAŁOWE 8-warstwowe 17-nitkowe 7,5 cm x 7,5 cm 100 sztuk BIOCANTO CAREKompresy po wyjąłowaniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania ran, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną według normy EN-ISO17665-1. W celu sterylizacji kompresy należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzać w sterylizatorach parowych w temperaturze 121°C przez 20 min. lub w temperaturze 134°C przez 10 min.Uwaga: nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji. Nie stosować w polu operacyjnym.