

PANI TERESA Pas barkowy prostujący cielisty L 1 sztuka



Cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis dla dzieci i młodzieży z wadami postawy np. przy pochylonych plecach i zapadniętej klatce piersiowej skutecznie wymusza utrzymania prawidłowej postawy zalecany osobom dorosłym w przypadkach dyskopatii kręgosłupa w odcinku piersiowym łagodni zespoły bólowe, wspomaga mięśnie grzbietowe kręgosłupa **Sposób użycia** Odpiąć rzep. Założyć szelki na ramiona, skrzyżować taśmy na plecach i zapiąć z przodu na rzep, regulując ucisk. **Ważne** Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pas stosowany bezpośrednio na skórę może wywołać reakcje alergiczne. Zaleca się noszenie pasa na białej bieliźnie. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni kręgosłupa.

Galeria

Rozmiar	Obwód klatki piersiowej (cm)
S	50-60
M	61-70
L	71-80
XL	81-90