

## PANI TERESA Stabilizator stawu skokowego z taśmą S



Cena: 52,96 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**PANI TERESA Stabilizator stawu skokowego z taśmą S Stabilizator stawu skokowego z taśmą Pani TERESA to produkt ortopedyczny wzmacniający i stabilizujący staw. Został stworzony, by chronić przed urazami, zapewniać bezpieczeństwo i komfort nawet przy wzmożonym wysiłku fizycznym. Produkt składa się z neoprenu (90%) i poliamidu (10%). Można go stosować w obuwiu. **WSKAZANIA/ ZASTOSOWANIE:** zmniejsza ryzyko powstania kontuzji stawu, np. podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku; zabezpiecza przed ponownymi urazami stawu; przyspiesza leczenie kontuzji; łagodzi ból; zmniejsza obrzęk; ogranicza ruchy. **INSTRUKCJA UŻYWANIA:** Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar. **TABELA ROZMIARÓW:** ROZMIAR OBWÓD NOGI NAD KOSTKĄ (CM) S 9-22M 23-25L 26-28XL 29-31XL 32-34 **SPOSÓB ZAKŁADANIA:** Odpiąć rzepy. Stabilizator nałożyć na wysokość stawu skokowego, umieszczając piętę w otworze, zapiąć na rzepy. Następnie nałożyć na staw skokowy taśmę wzmacniającą, krzyżując ją na przegubie stopy, zapiąć na rzepy. **PRZECHOWYWANIE:** W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu. **PRZEPIS PRANIA:** Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować i chlorować.