

PANI TERESA Temblak kończyny górnej rozmiar XXS nadruk 1 "Gdyby kózka nie skakała..."



Cena: 45,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Temblak dla dzieci kończyny górnej to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Wskazania do stosowania: pourazowooperacyjnie odciążająco, w celu podtrzymania opatrunku gipsowego czasie procesu rehabilitacyjnego. Jak założyć temblak? Umieścić przedramię w kieszeni temblaka. Zawiesić kciuk w przeznaczonym do tego „oczku” (opcjonalnie). Przełożyć taśmę podtrzymującą kieszeń przez zdrowe ramię, dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą zapięcia na rzepy. Ułożyć osłonę w okolicy szyli. Pielęgnacja i przechowywanie Temblak należy przechowywać w suchym miejscu, nie wystawiać go bezpośrednio na słońce. Zaleca się wyprać produkt przed pierwszym użyciem. Podczas prania zapiąć rzepy.