

## SENI ACTIVE NORMAL pieluchomajtki rozmiar M 10 sztuk

Cena: 26,70 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MAT.OPAT.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis SENI ACTIVE NORMAL pieluchomajtki rozmiar M 10 sztuk** Majtki chłonne Seni Active Normal to oddychający wyrób stosowany zamiast zwykłej bielizny. Stworzone zostały z myślą o osobach aktywnych ze średnim nietrzymaniem moczu. Gwarantują dyskrecję i duży komfort użytkowania. Zapewniają wysokie poczucie suchości. Majtki chłonne Seni Active Normal to elastyczne wyroby jednorazowego użytku przeznaczone dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. Dla kogo przeznaczony jest produkt? Płeć: kobiety mężczyzna Stan fizyczny: osoba aktywna, samodzielna Zakładane jak zwykła bielizna, dzięki czemu są łatwe w użyciu a dodatkowo w pełni dyskretne, niewidoczne pod ubraniem. Elastyczne na całym obwodzie, idealnie dopasowują się do ciała podczas ruchu. Rozrywane szwy boczne, ułatwiające ściąganie zużytego wyrobu. Podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność produktu i poczucie suchości. Wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. Indykator wilgotności, informujący o konieczności zmiany wyrobu. Zewnętrzna włóknina Supersoft na całej powierzchni majtek chłonnych, dająca poczucie jeszcze większego komfortu. Napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie. Zastosowanie Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości. Zapobieganie przeciekaniu – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po założeniu majtek chłonnych osłonki idealnie dopasowują się do ciała. Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej majtek umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania odleżyn. Informacja o konieczności zmiany majtek chłonnych - indykator wilgotności w formie nadruku informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się. Rozmycie na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy. Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w majtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie przykrego zapachu. Lepsze dopasowanie do ciała - dzięki anatomicznemu kształtowi majtki chłonne dopasowują się do ciała zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych. Idealne dopasowanie możliwe jest również dzięki zastosowaniu elastycznej przędzy na całym obwodzie majtek. Zachowanie dyskrecji i wygody – majtki chłonne idealnie dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności. Wykonane są miękkiego i nieszeleszczącego materiału, który dodatkowo podnosi poczucie dyskrecji. Podwyższony komfort użytkowania – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z majtek chłonnych. Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu majtki Seni Active mają

elementy z elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. Majtki chłonne Seni Active poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym. **Sposób użycia** Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę. Dopasuj majtki z tyłu i z przodu tak, aby dobrze przylegały do ciała. W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę. Aby zdjąć zużyte majtki chłonne chwyć za szwy znajdujące się z boku wyrobu. Rozerwij szwy boczne z obu stron majtek. Zużyte majtki chłonne zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.