


# TEST FOB domowy szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale 1 sztuka MILAPHARM DATA

Cena: 14,99 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis** TEST FOB domowy szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale 1 sztuka MILAPHARM Szybki test przeznaczony jest do diagnostyki różnych chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jako badanie przesiewowe w kierunku wykluczenia nowotworów jelita grubego. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU TEST KREW UTAJONA W KALE przeznaczony jest do wykrywania utajonej krwi w próbce kału. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciała. Prezentowany test na krew utajoną w stolcu charakteryzuje się wysoką dokładnością, wynoszącą aż 99,1%. Opracowano go tak, by wykrywał nawet niewielkie ilości krwi, niewidocznej makroskopowo (gołym okiem). Test na krew utajoną w kale może stanowić również pomoc w diagnostyce owrzodzeń, polipów oraz stanów zapalnych jelit. Badanie na obecność krwi utajonej w kale można przeprowadzić w warunkach domowych, bez konieczności oddawania próbki do laboratorium. WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU NA KREW UTAJONĄ: bóle żołądka, nagły spadek wagi, uczucie ciężkości, predyspozycje rodzinne do występowania raka jelita grubego. Do wykonania testu na krew utajoną w kale potrzebny będzie wysokiej jakości test do diagnostyki i próbka stolca, pobrana w odpowiednim czasie. Odradza się, aby kał do badania był pobierany podczas miesiączki lub w trakcie krwawienia hemoroidów. 48 godzin przed oddaniem stolca nie należy spożywać alkoholu ani przyjmować leków. Test na obecność krwi utajonej w kale to wygodna metoda diagnostyczna, pozwalająca uzyskać wiarygodny wynik w warunkach domowych. Domowe testy na krew utajoną zaleca się regularnie wykonywać wszystkim osobom powyżej 50. roku życia, z predyspozycją rodzinną do zachorowania na nowotwór oraz pacjentom, u których zachodzi podejrzenie raka jelita grubego. Wynik testu jest dostępny w ciągu pięciu minut. Krew utajona w kale jest niewidoczna gołym okiem, a jej obecność może wskazywać na poważne schorzenia. Wśród nich wymienia się m.in.: wrzody żołądka, hemoroidy, polipy jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna i nowotwór jelita grubego. Testy na krew utajoną w kale umożliwiają wykrycie niepokojących symptomów stosunkowo wcześniej, co pozwala wdrożyć leczenie i znacząco zwiększa szanse na wyzdrowienie. Łatwy w przeprowadzeniu dostarcza szybki wynik: dodani lub ujemny. Jeśli test na krew w kale wykaże, że stolec zawiera krew, należy skonsultować się ze specjalistą: gastroenterologiem. Ten zlokalizuje źródło krwawienia i zaproponuje leczenie. Badanie kału na krew utajoną (FOB: ang. fecal occult blood) jest nieinwazyjnym i prostym do wykonania samodzielnie przez pacjenta testem, który jest często wykonywany w diagnostyce różnych chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Test może stanowić również pomoc w diagnostyce owrzodzeń, polipów czy stanów zapalnych jelit. Według międzynarodowych wytycznych przedstawionych przez US Preventive Services Task Force (USPSTF) u zdrowych osób obu płci powyżej 50 roku życia, zaleca się raz w roku wykonywanie

przesiewowych badań w kierunku raka jelita grubego za pomocą testów FOB. TEST KREW UTAJONA W KALE jest domowym szybkim testem przeznaczonym do wykrywania już niewielkich ilości krwi, niewidocznej makroskopowo. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Przeciwciała, naniesione na membranę testu w czasie produkcji, reagują z hemoglobina pochodzącą z krwi obecnej w badanej próbce kału. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych linii na membranie kasety testowej w czasie 5 minut. Na wynik testu nie wpływa dieta. SKŁAD **Skład** ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 saszetkę z testem kasetkowym 1 pojemnik z odczytnikiem oraz aplikatorem do pobrania próbki 1 podkładka papierowa do pobrania próbki instrukcja użycia.