

URGO Sensitive Stretch Plastry opatrunkowe 20 sztuk



Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Przycięty opatrunek do ochrony powierzchniowych ran. **Sposób użycia** Oczyszczyć, zdezynfekować, przemyć i starannie osuszyć ranę oraz jej okolice. Ostrożnie nałożyć opatrunek, starannie wygładzając krawędzie. Zmieniać opatrunek co najmniej 2 razy dziennie i po każdej kąpieli. **Ważne ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 1. roku życia. W przypadku ciała obcego w ranie, znacznego krwawienia, ugryzienia, użądlenia, zranienia ostrym i/lub zabrudzonym przedmiotem lub jeśli w ciągu 6 dni nie nastąpiła poprawa, należy skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem. **MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE** Jak każdy opatrunek, produkt ten może powodować reakcje skórne, takie jak stan zapalny, podrażnienie lub ból przy usuwaniu opatrunku. Aby obniżyć ryzyko infekcji lub reakcji skórnych: Należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania. Nie stosować ponownie użytego wcześniej opatrunku. Nie stosować na rany dłuższe lub szersze niż opatrunek. Nie stosować na oczy, delikatną i cienką skórę oraz błonę śluzową. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować uszkodzonego produktu. Każdy poważny incydent związany z produktem należy zgłaszać do Laboratories URGO HEALTHCARE, dystrybutora i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Składniki** **OPAKOWANIE** 6 opatrunków 20x40mm, 10 opatrunków 20x72mm, 4 opatrunki 34x72mm. **Producent** Producent: Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42, rue de Longvic - 21300 Chenôve - France Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa URGO/MIX/KON/202306/01