

ACTIMOVE Sports Edition Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą Black M



Cena: 72,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis ACTIMOVE Sports Edition Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą Black M Osoby młode, uprawiające sport często używają neoprenowych ortez i stabilizatorów po kontuzjach sportowych lub w celu zapobiegania ponownym kontuzjom. Główną ich wadą jest to, że są zbyt gorące przy noszeniu i powodują nadmierne pocenie się. Actimove Sports Edition wspomaga uśmierzenie bólu i gojenie poprzez zrównoważone ciepło i medyczną kompresję. Oferuje duży komfort dzięki doskonałemu zarządzaniu wilgocią i przyjaznym dla skóry materiałom. Actimove Sports Edition to: Wykonane w technologii COOLMAX® AIR, produkty Actimove zapewniają szybkie schnięcie i wyjątkową oddychalność, aby zapewnić chłód i suchość. Perforowany materiał o wysokich parametrach technicznych nie zawiera neoprenu, lateksu i jest przyjazny dla skóry. Potwierdzone właściwości kompresyjne zapewniające wsparcie i stabilność pomagają zmniejszyć obrzęk i złagodzić ból. Obszary stosowania produktu: Zespoły bólowe rzepki, Nieprawidłowy tor ruchu rzepki i podwichnięcie rzepki, Niestabilność rzepki, Chondromalacja rzepki, Zapalenie więzadła rzepki. Cechy szczególne produktu Actimove Sports Edition Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą, rozm. M: Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku. Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym, szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości. Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR. Stosowana w zespołach bólowych rzepki dzięki regulowanej pelocie w kształcie podkowy. Dodatkowa stabilizacja kolana dzięki czterem spiralnym fiszbinom. Utrzymuje się w miejscu dzięki lepszemu dopasowaniu przy pomocy 2 pasów na rzepkę w tym elastycznego pasa pod kolanem. Podczas zginania i wyprostowania stawu kolanowego pasy wspólnie z pelotą stabilizują rzepkę zapobiegając jej przemieszczeniom i łagodząc ból. Łatwe zakładanie przy użyciu wygodnych pętli na palce. Lepsza kontrola toru ruchu rzepki dzięki większemu uciskowi po wyregulowaniu peloty w części dolnej, górnej, środkowej lub bocznej. Dostępna w czterech rozmiarach. Może być noszona na lewej lub prawej nodze.