

## DIATHER MultiSure GK Paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50szt.



Cena: 37,06 PLN

### Opis słownikowy

CE	0197
Dawka	-
Opakowanie	50 pask.
Postać	test pask.
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi

### Opis produktu

#### OpisDIATHER MultiSure GK Paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi ZASTOSOWANIE

MultiSure GK paski testowe (50 szt.) – paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi, polecane dla osób z nadwagą, insulinoopornością, cukrzycą, dla osób na diecie ketogenicznej. Do stosowania z glukometrem MultiSure GK.

MultiSure GK paski testowe to certyfikowany produkt dla osób z nadwagą, insulinoopornością, cukrzycą, chcących monitorować poziom glukozy we krwi oraz dla tych którzy dbają o zdrowie swoje i najbliższych. Cenne badanie dla osób będących na diecie ketogenicznej.

Zalety pasków MultiSure GK: Produkt z certyfikatami – zawsze dokładny wynik Szybki pomiar w 5 sekund Bez kodowania – bardzo proste badanie w 4 krokach Proste zasysanie krwi Do badania wystarczy mała próbka krwi z palca 0,5 mikrolitra Certyfikowany wyrób medyczny – EN ISO 15197:2015 Polecany przez dietetyków i profesjonalistów Wykonanie pomiaru:

Krok 1: Włóż pasek do glukometru.Krok 2: Nakłuj opuszkę palca i uzyskaj próbkę krwi.Krok 3: Przystaw glukometr z paskiem do próbki krwi.Krok 4: Po 5 sekundach pojawi się wynik badania.

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

50 szt. pasków testowych (25 x 2 fiolki), instrukcja obsługi

Glukometry kompatybilne z paskami MultiSure GKMultiSure GK glukometr

Producent:

APEX BIOTECHNOLOGY CORP.

**Podmiot odpowiedzialny:**

DIATHER Petruszewicz Sp. K.