


FILLERINA Specific Zones ZESTAW Eyes żel wypełniający 15 ml + Lips żel 7 ml STOPIEŃ 3

Cena: 220,00 PLN



Opis słownikowy

Producent LABO COSPROPHAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu

WskazaniaFILLERINA Specific Zones ZESTAW Eyes żel wypełniający 15 ml + Lips żel 7 ml STOPIEŃ 3Stoپیeń 3 Plus: na usta z widocznym ubytkiem jędrności, nieregularną strukturą i dostrzegalnymi zmarszczkami wokół konturu ust.Stoپیeń 3 Plus: na widoczne zmarszczki okolic oczu ("kurze łapki") oraz widoczne zwiótczenia powiek.**Działanie****Lips and Mouth Dispenser**Wkraczając w dojrzały wiek doskonale zdajesz sobie sprawę z niekorzystnych skutków upływającego czasu. Powinnaś zaopatrzyć się w specjalistyczne kosmetyki, które zagwarantują Ci efekt kosmetycznego wypełnienia. Postaw na zestaw przeciwzmarszczkowy pod oczy i do okolic ust Fillerina Specific Zone Grade 3 Plus, a doskonale poradzi sobie z nieestetycznymi zmianami starzeniowymi.**Fillerina 932 Eyes and Eyelids**Formuła bazuje na dziewięciu cząsteczkach kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej, dzięki temu błyskawicznie docierają do wszystkich warstw skóry. Komponent ten odpowiada za wypełnienie widocznych zmarszczek, modelowanie powiek. Za poprawienie plastyczności tkanki i wyostrenie konturów są odpowiedzialne cząsteczki kolagenu i elastyny. Kompleks Matrifull zawiera peptyd, który intensywnie odżywia naskórek. Z kolei heksapeptyd reguluje transportowanie wody z i do komórek skóry.**Sposób użycia****Lips and Mouth Dispenser**Aplikuj na wargi kilka razy w ciągu dnia na kilka minut przed nałożeniem błyszczczyka czy pomadki**Fillerina 932 Eyes and Eyelids**Odrobinę substancji rozprowadź za pomocą aplikatora na skórze w okolicy oczu, codziennie rano i wieczorem. Pozostaw na kilka minut, po czym wykonaj krótki masaż.**Skład****Nowy produkt Fillerina 932 Eyes and Eyelids** zawiera opatentowaną mieszaninę 9 cząsteczek kwasu hialuronowego, odmiennych pod względem wielkości i masy cząsteczkowej, które są szczególnie skuteczne pod względem penetracji warstw skóry (test ex vivo z użyciem komór Franza). Ten sposób działania usprawnia wypełnianie zmarszczek i tkanek oraz modelowanie powiek. Działanie kwasu hialuronowego jest uzupełnione o 3 cząsteczki kolagenu i 2 cząsteczki elastyny o różnej masie cząsteczkowej, co zapewnia jędrność i plastyczność tkankom konturu oka i powiek. Skład produktu Fillerina 932 Eyes and Eyelids został uzupełniony o Matrifull – kompleks zawierający peptyd przenoszony przez cyklodekstryny, który sprzyja lepszemu odżywieniu tkanek skóry i naturalnemu przetwarzaniu substancji wypełniających w celu uzyskania stopniowego i postępującego efektu powiększenia; heksapeptyd regulujący transport wody w warstwach skóry i wspomagający utrzymanie stałego poziomu jej nawilżenia oraz siarczan chondroityny. Kompozycja cząsteczek jest skalibrowana tak, aby odpowiadała potrzebom cienkiej skóry okolic konturu oka i zoptymalizować jej penetrację, a także zapewnić efekt wypełnienia i liftingu.**Fillerina 932 Lips and Mouth** to dermokosmetyczny żel z efektem wypełnienia, który zwiększa objętość ust i podkreśla ich kontur. Dziewięć cząsteczek kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej wspomaga efekt wypełnienia. Trzy cząsteczki kolagenu wzmacniają efekt ujędrnienia, a

dwie cząsteczki elastyny nadają ustom plastyczność i jędrność. Wszystkie cząsteczki zostały przebadane w warunkach ex vivo z użyciem komór Franza, gdzie wykazano ich zdolność do penetracji – od najbardziej zewnętrznych do najgłębszych warstw skóry.