

HYAL-DROP ULTRA 4S krople do oczu 10 ml



Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	SUPROBION SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

CZY WIESZ, ŻE... CO WYRÓZNIAHYAL-DROP® ULTRA 4S? JEDYNE TAKIE POŁĄCZENIE SZCZEGÓŁY PRODUKTU

CZY WIESZ, ŻE ZESPÓŁ SUCHEGO OKA TO DOLEGLIWOŚĆ KTÓRA DOTYKA:

11% – 17%

osób dorosłych¹

5% – 30%

osób po 50. roku życia²

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA (ZSO) O UMIARKOWANYM I CIĘŻKIM PRZEBIEGU

Najczęstsze objawy suchego oka to:1,2

ZMĘCZENIE I ZACZERWIENIENIE OCZU

UCZUCIEPIECZENIAOCZU

SUCHOŚĆOCZU

UCZUCIE „PIASKUPOD POWIEKAMI”

NADMIERNEŁZAWIENIE

CO WYRÓŻNIA HYAL-DROP® ULTRA 4S?

JEDYNE TAKIE POŁĄCZENIE

Intensywne nawilżenie5 Do codziennego użytku5 Nie zawiera konserwantów – nie podrażnia oka5 Elastyczność dawkowania: 3-4 razy/dzień, w razie potrzeby można aplikować częściej5 Możliwość stosowania ze wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych5

Przyspiesza regenerację powierzchni oka po zabiegach operacyjnych5

Oceń intensywność objawów i wybierz właściwe dla Ciebie krople:

SZCZEGÓŁY PRODUKTU HYAL-DROP® ULTRA 4S

SKŁAD STOSOWANIE OPAKOWANIE PRZECHOWYWANIE INNE INFORMACJE

Skład: hialuronian sodu, trehaloza, fukoidyna, D-pantenol, chlorek sodu, woda wysokooczyszczona.

Hyal Drop® multi to krople do oczu, przeznaczone do nawilżania oczu, zwilżania i nawilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych podczas noszenia. Producent: Dr. Gerhard Mann chem.- pharm. Fabrik GmbH. Hyal Drop® Pro to krople do oczu, przeznaczone do nawilżania oczu. Producent: Dr. Gerhard Mann chem.- pharm. Fabrik GmbH. Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżania oraz wspomaganie regeneracji bariery ochronnej powierzchni oka przy jego suchości. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Reklama prowadzona przez Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Prost M. Zespół Suchego Oka, Medycyna Praktyczna, 08.2015, <https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/chorobyoczu/chorobyspojowki/86727,zespol-suchego-oka>; Grabska-Liberek I, et al., Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące diagnostyki i leczenia Zespołu Suchego Oka, 2017, s. 1 – 15, www.pto.com.pl; Na podstawie danych Pharmascope 01/23; Jękot B., et al. Fukoidan – polisacharyd o wielokierunkowej aktywności biologicznej, Post Fitoter 2015; (16) 4: 250-257; Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hyal-Drop® Ultra 4S; Bielecka A, Szaflik J, Osmoprotekcja i hiperosmolarność w zespole suchego oka, Świat Lekarza; <https://swiatlekarza.pl/osmoprotekcja-hiperosmolarnosc-zespole-suchego-oka/>, dostęp: 03.03.2023; Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hyal Drop® multi; Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hyal Drop® Pro. HYA-PL-052023-04

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis Krople Hyal-Drop Ultra 4 S przeznaczone są do intensywnego nawilżania oraz wspomaganie regeneracji bariery ochronnej powierzchni oka przy jego suchości. Łagodzą objawy zespołu suchego oka o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Przyspieszają regenerację powierzchniowych struktur oka po zabiegach operacyjnych. **Sposób użycia** Dorośli: zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3–4 razy na dobę; w przypadku nasilonych dolegliwości można stosować częściej. Preparat może być stosowany długotrwale. **Ważne** Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania preparatu, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza powierzchni oka ani jakiegokolwiek innej powierzchni. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W

przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy przed podaniem preparatu. Preparat należy stosować jako ostatni. **Skład**hialuronian sodu, trehaloza, fukoidyna, D-pantenol, chlorek sodu, woda wysokococzyszczona **Producent**Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o. Al. Szucha 13/1500-580 Warszawa

Galeria



Hyal-Drop® Ultra 4S nawilżenie z 4 składnikami

* Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganie regeneracji barwiny od wewnętrznej powierzchni oka przy operacjach. Składnik przewodzący: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Producent: SUPROBIO Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Hyal-Drop® Ultra 4S

Do zastosowania w ZSO o umiarkowanym i ciężkim przebiegu

* Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganie regeneracji barwiny od wewnętrznej powierzchni oka przy operacjach. Składnik przewodzący: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Producent: SUPROBIO Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Hyal-Drop® Ultra 4S

- Fukoidyna 0,1%
- Trehaloza 3%
- Kwas hialuronowy 0,15%
- D-pantenol 2%

Hyal-Drop® Ultra 4S to jedyne dostępne na polskim rynku krople do oczu zawierające 4 takie nawilżające składniki!

* Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganie regeneracji barwiny od wewnętrznej powierzchni oka przy operacjach. Składnik przewodzący: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Producent: SUPROBIO Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Hyal-Drop® Ultra 4S

Elastyczność dawkowania: 3-4 razy/ dzień, w razie potrzeby można aplikować częściej!

* Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganie regeneracji barwiny od wewnętrznej powierzchni oka przy operacjach. Składnik przewodzący: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Producent: SUPROBIO Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Hyal-Drop® Ultra 4S

Przyspiesza regenerację powierzchni oka po zabiegach operacyjnych!

* Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganie regeneracji barwiny od wewnętrznej powierzchni oka przy operacjach. Składnik przewodzący: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Producent: SUPROBIO Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.