

# LEUKOSTRIP Paski do zamykania ran 6,4 mm x 102 mm 5 sztuk



Cena: 3,25 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis LEUKOSTRIP Paski do zamykania ran 6,4 mm x 102 mm 5 sztuk** Paski do zamykania ran Leukostrip wykonane są z elastycznej tkaniny poliamidowej oraz przyjaznego dla skóry kleju. Sterylne paski Leukostrip mogą być stosowane: do zamykania ran; unieruchamiania przeszczepów skórnych; zastępują klamry chirurgiczne stosowane łącznie ze szwami skórnymi i wewnątrzskórnymi. Jedno opakowanie zawiera 3 paski w rozmiarze 6,4 mm x 102 mm. Paski Leukostrip przepuszczają powietrze i dokładnie przylegają do ciała. **Sposób użycia** Oderwać połowę papierka zabezpieczającego z paska. Przyłożyć pasek do rany (rana musi być wcześniej zdezynfekowana). Zbliżyć do siebie krawędzie rany. Usunąć drugą połowę papierka zabezpieczającego i przykleić pasek.