

NAILNER sztyft 2w1 do leczenia grzybicy paznokci 4 ml



Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Producent	YOU MEDICAL
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

NAILNER sztyft do leczenia grzybicy paznokci

Wskazania

Dla zdrowych i pięknych paznokci regularnie stosuj preparat Nailner® sztyft do leczenia grzybicy paznokci zgodnie ze wskazaniem

Działanie

Jego wyjątkowy, opatentowany system transportu substancji czynnych zapewnia odpowiednie nasączenie paznokcia i zwalczenie grzybicy u jej źródła. Zawarte składniki powodują zmianę środowiska paznokcia na niekorzystne dla grzyba (zmniejszenie pH). Efekt stosowania widoczny jest już po zaledwie kilku tygodniach stosowania.

Poręczny sztyft w postaci markera zapewnia łatwą i szybką aplikację preparatu. Jeden sztyft wystarcza na około 400 aplikacji.

Sposób użycia

Przed każdą aplikacją należy oczyścić paznokcie i zmyć lakier. Nie ma konieczności piłowania płytki paznokcia przed użyciem preparatu. Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz dziennie do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce zniszczonego. Preparat należy aplikować na całą powierzchnię paznokcia, w tym na jego spodnią część.

Nie wywierać dodatkowego nacisku podczas stosowania.

Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć sztyft nasadką. Zawartość opakowania wystarcza na około 400 aplikacji.

Sztyft Nailner można także stosować profilaktycznie. W celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym paznokci należy używać raz dziennie.