

## NOVAMA KINO2 Taśma kinesiologii 5 cm x 5 m CZARNA

Cena: 32,99 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**Taśma KINO 2 staje się dla użytkownika drugą skórą. Wykonana z połączenia między innymi bawełny oraz spandexu, umożliwia swobodne poruszanie się z plastrem w okresie do 7 dni od aplikacji. Kinesiotaping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, neurologicznej, pooperacyjnej, onkologicznej, sportowej, pediatrycznej. Wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu oddziałując 24 godziny na dobę. Jest wodoodporna, umożliwia uprawianie sportu, higienę osobistą i nie odkleja się. Taśma KINO 2 działa dłużej niż czas aplikacji. Nawet po zdjęciu taśmy KINO 2 efekty jej terapeutycznego działania będą utrzymywały się w postaci dobrego samopoczucia, jak również regenerującego się mięśnia, zanikających blizn. Zaletą stosowania kinesiotapingu jest możliwość korzystania z innych form łagodzenia bólu, rehabilitacji i leczenia. Prawidłowo aplikowane plastry pomagają w: korygowaniu postawy ciała np. skolioza, redukowaniu bólu np. kolano biegacza, ścięgno Achillesa i wiele innych dolegliwości. Naderwane mięśnie ciężarnych mogą zapobiegać tworzeniu się rozstępów i przynosić ulgę przeciężonemu kręgosłupowi oraz innym partiom mięśni. Ból po operacji, zabiegu, stłuczeniach choroby zwyrodnieniowe stawów. Elastyczna taśma KINO 2 wspomaga i niweluje ból u pacjentów, sportowców i każdej osoby, która potrzebuje ulgi od bólu. Przeciężenie przechodzi przez rehabilitację. Taśmy posiadają różne kolory, można aplikować dowolne mixy kolorystyczne, tworząc jedyną i niepowtarzalną mieszankę kolorów i wzorów. TAŚMA KINO 2 CZARNA W 1 opakowaniu znajduje się 1 taśma o długości 5 metrów i szerokości 5 centymetrów. Taśma KINO 2 wykonana jest z bawełny, spandexu i kleju akrylowego. Nie zawiera latexu.