

OCUTEIN SENSITIVE PLUS krople do oczu 15 ml



Cena: 16,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	SIMPLY YOU NOVASCON SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis OCUTEIN SENSITIVE PLUS Nawilżające krople do oczu z hialuronianem sodu i ekstraktem z borówki dla wrażliwych, przemęczonych oczu. Krople Ocutein Sensitive Plus: nawilżają; łagodzą podrażnienia; wspomagają regenerację oczu; mogą być stosowane z soczewkami kontaktowymi. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem organizmu. Dzięki swojej zdolności do wchłaniania wody przywraca prawidłowy film łzowy oka, czyni go stabilnym i integralnym. Działanie kwasu hialuronowego (soli kwasu hialuronowego) sprawia, że krople są idealne w przypadku zmian nieurazowych i niepatologicznych i pomagają chronić oraz nawilżać powierzchnię oka. Krople OCUTEIN SENSITIVE PLUS są idealne, jeżeli: czujesz w oku ciało obce w wyniku działania wiatru, kurzu i światła słonecznego; odczuwasz podrażnienie spowodowane długą pracą przy komputerze lub prowadzeniem pojazdu; używasz soczewek kontaktowych przez długi czas; przebywasz w klimatyzowanych pomieszczeniach; stosujesz soczewki kontaktowe (mogą być stosowane z soczewkami kontaktowymi). Krople OCUTEIN SENSITIVE PLUS mogą być stosowane aż do 90 dni po pierwszym otwarciu. **Sposób użycia** Jak zakrapiać oczy? Zaaplikuj jedną lub dwie krople do każdego oka, raz lub kilka razy dziennie, gdy odczuwasz taką potrzebę albo zgodnie ze wskazówkami okulisty. W przypadku soczewek kontaktowych, należy nałożyć 2-3 krople na soczewkę przed lub po jej użyciu. Nakładaj krople na soczewki kilka razy dziennie lub w razie potrzeby. **Skład** Hialuronian sodu 0,10% (sól sodowa kwasu hialuronowego), płynny ekstrakt z borówki, wersenian disodowy, POLIHEKSAMETYLEN BIGUANIDU, buforowany roztwór izotoniczny (pH 7,2).