

## PASOTAPE Taśma kinezyjologiczna do tapingu 5m x 5cm beżowa 1 sztuka

Cena: 31,75 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**Taśmę kinezyjologiczną można stosować jako środek wspomagający naturalny sposób leczenia urazów, w rehabilitacji oraz medycynie sportowej. Poprawiając funkcjonowanie mięśni i stabilność stawów, taśma do kinesiologii wspomaga również miejscowe krążenie limfy. Prawidłowo stosowany wyrób podtrzymuje i stabilizuje mięśnie i stawy bez ograniczania ich naturalnego ruchu, co może wspomóc czas regeneracji i poprawić sprawność fizyczną. Napięcie wywierane przez taśmę działa również bliżej powierzchni, zaczynając od skóry. Wyrób zmniejsza ciśnienie śródmiąższowe w miejscu wystąpienia stanu zapalnego, pomagając złagodzić ból spowodowany uciskiem oraz wspierając drenaż limfatyczny. **Sposób użycia**Przyciąć taśmę kinezyjologiczną na wymaganą długość. Nakleić taśmę w miejscu leczenia, zaczynając od dołu i w zależności od pożądanego efektu, zwracając uwagę na to, aby powierzchnia skóry była gładka i napięta. Taśma może pozostać na miejscu przez kilka dni. **Skład**Elastyczna tkanina bawełniana + spandex.