

TENA BED NORMAL Podkłady chłonne 60 x 90 cm 5 sztuk



Cena: 7,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Podkłady TENA Bed Normal wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami. Podkład TENA Bed Normal ma powierzchnię wielkości 60x90 cm. TENA Bed Normal to dwuczęściowy, gładki podkład chłonny. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt. TENA Bed Normal jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy: Przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu, realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek), realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie), położnictwo. Zastosowanie: incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo. **Sposób użycia** Wyjmij podkład chłonny z opakowania. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci. **Ważne** W opakowaniu: 5 sztuk Rozmiar: 60cm x 90cm **Producent** Essity Poland Sp. z o.o. ul. Bactstengatan 5S- 431 49 Molndal.