

TENA PANTS PROSKIN SUPER NIGHT Majtki chłonne rozmiar M 30 sztuk



Cena: 92,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TENA PANTS PROSKIN SUPER NIGHT Majtki chłonne rozmiar M 30 sztuk Majtki chłonne TENA Pants ProSkin Super Night to nowy produkt stworzony i zaprojektowany z myślą o potrzebach osób z problemem nietrzymania moczu w czasie snu. Zalecane są przy średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu dla osób poruszających się, chodzących. Przy stosowaniu majtek chłonnych TENA Pants ProSkin Super Night, skóra użytkownika w nocy jest lepiej chroniona i pozostaje bardziej sucha, na co wpływ ma zwiększona chłonność w tylnej części wkładu. Są łatwe z zakładaniu - zakłada się je tak jak zwykłą bieliznę. W przypadku wycieku moczu, jest on wchłonięty i dzięki specjalnemu superabsorbentowi zatrzymany wewnątrz wkładu chłonnego, który jednocześnie blokuje powstawanie i przedostanie się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Produkty TENA Pants ProSkin zapewniają użytkownikowi Potrójną Ochronę, na która składa się wsparcie zdrowia skóry, ochrona przed przeciekaniem i suchość i miękkość. W produkcji wykorzystano system Lie Down Protection, który zapewnia lepszą ochronę przed przeciekaniem w ciągu nocy i w trakcie snu. Produkt wykonano z zapewniających komfort użytkowania i wspierających zdrowie skóry, materiałów, które są w pełni oddychające i przyjazne dla skóry. Pieluchomajtki zostały przebadane dermatologicznie. Posiadają akredytację instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry Skin Health Alliance, co świadczy o spełnieniu wymagań dotyczących wpływu używania produktu na zdrowie i kondycję skóry. Instrukcja korzystania: 1. Włóż majtki chłonne TENA Pants tak jak zwykłą bieliznę. 2. Po wykorzystaniu w celu zdjęcia majtek rozerwij je wzdłuż szwów bocznych, zroluj i zaklej rzepem. 3. Zużyty produkt wyrzuć do kosza na śmieci. Rozmiar: M (obwód w pasie 80 - 110 cm) Opakowanie: 30 szt