

TEST Owulacyjny LH FLH-U102H DIATHER



Cena: 20,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TEST Owulacyjny LH FLH-U102H DIATHER TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY (5 testów) domowy, kasetkowy, ultraczuły test służący do wykrywania hormonu LH w moczu, test do oznaczania dni płodnych. **ZASTOSOWANIE** Szybki test płytkowy, służący do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety, wykonywany w celu oznaczenia dni płodnych. **Kontenery:** 1: opakowanie 2: zawartość opakowania **schemat użycia** **interpretacja wyników** Podczas owulacji (jajeczkowania) dochodzi do uwolnienia z jajnika dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny. W połowie cyklu miesięczkowego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu stężenia hormonu luteinizującego (tzw. „piku LH”). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po „piku LH” i właśnie w tym czasie jest najbardziej prawdopodobne zajście w ciążę. Należy mieć świadomość, że owulacja może nie wystąpić w każdym cyklu. TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY jest szybkim testem płytkowym, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste, polega na dodaniu na płytkę testową 3 kropli moczu i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.