

UMASTAR krople do oczu 10 ml DATA WAŻNOŚCI 30.07.2024

Cena: 22,60 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 ml |
| Postać | - |
| Producent | DMG POLSKA |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

WłaściwościUMASTAR krople do oczu 10 mlDziałanie:Suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, itp., wywołanych przez: zespół suchego oka; uszkodzenia mechaniczne spowodowane: używaniem soczewek kontaktowych, zabiegami chirurgicznymi; choroby ogólnoustrojowe: zespół Sjogrena, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby wątroby; zaburzenia hormonalne: menopauza, hormonalna terapia zastępcza; oddziaływanie szkodliwych czynników środowiskowych: klimatyzacja, dym papierosowy, wiatr; obciążenie wzroku: np. korzystanie z monitorów komputerowych; stosowanie leków: antydepresyjnych, beta-blokerów, prostaglandyn.Umastar™ jest substytutem też stosowanym w celu ochrony, nawilżania i powlekania powierzchni oka, zawiera usieciowany hialuronian sodu i karboksymetylo-β-glukan.Usieciowany hialuronian zapewnia lepsze nawilżenie i zwiększa stabilność filmu łzowego, tworzy warstwę ochronną, która powleka i utrzymuje się na powierzchni oka przez długi czas.Karboksymetylo-β-glukan dodatkowo poprawia właściwości powlekające preparatu, przeciwdziała uszkodzeniom wywołanym przez stres oksydacyjny, spowodowany oddziaływaniem wolnych rodników i pomaga w odbudowie komórek rogówki.Technologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser – system dozowania kropli okulistycznych) to innowacyjna metoda aplikacji, która zapewnia całkowitą sterylność preparatu.Można stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych.Nie zawiera konserwantów.**Sposób użycia**Nie ma konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed zastosowaniem kropli Umastar. Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Zakraplać 1-2 krople do każdego oka 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu dozownika z okiem.**Ważne**Przechowywanie:Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na składniki preparatu.**Składniki**Usieciowany hialuronian sodu 0,15%, karboksymetylo-β-glukan 0,3%, izotoniczny roztwór buforowy o pH 7,2.**Producent**DMG Polska Sp.z o.o. Al.Jerozolimskie 65/79 lok 1219 00-697 Warszawa