

ŻEL DO USG 500 g HASCO



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	500 g
Postać	-
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Preparat przeznaczony jest do badań ultrasonograficznych (USG). Odpowiednio dobrany skład żelu skutecznie przenosi ultradźwięki i zapewnia powstanie dobrej jakości obrazu na monitorze, nie niszcząc głowicy ultrasonografu. Posiada delikatny różany zapach i jest odporny na wysychanie. Konsystencja żelu sprawia, że nie spływa on po nałożeniu z miejsca badania. Jest łatwo usuwalny z powierzchni skóry po wykonaniu badania. Żel nie wykazuje działania alergizującego, drażniącego i nie powoduje wysuszenia skóry. Jest bezpieczny dla ciężarnych i karmiących piersią. Testowany klinicznie. **Sposób użycia** Powierzchnię skóry należy posmarować odpowiednią ilością żelu. Po zakończeniu badania usunąć żel ręcznikiem lub ligniną. Opakowanie nie do ponownego użycia. **Ważne** Przechowywanie: Żel do USG należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu suchym. Chronić od światła.