

## Zestaw baniek OGNIOWYCH szklanych 18 sztuk TCM Goods

Cena: 159,90 PLN



### Opis słownikowy

Producent	TCM Goods
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

**Opis**Zestaw baniek szklanych do stawiania ogniowego polskiej marki TCM Goods. W skład zestawu wchodzi 18 baniek szklanych ogniowych oraz ogrzewacz do baniek (kwacz). Zestaw zawiera uniwersalne bańki przeznaczone do terapeutycznego stawiania na plecach, tułowiu i kończynach, w klasycznych zabiegach bańkotereapii oraz w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM). Skład zestawu: 2 x bańki 7 cm (rozmiar #5) 4 x bańki 6,5 cm (rozmiar #4) 6 x bańki 5,5 cm (rozmiar #3) 4 x bańki 5 cm (rozmiar #2) 2 x bańki 4,5 cm (rozmiar #1) ogrzewacz (kwacz) kartonowe pudełko do przechowywania Zestaw baniek szklanych o uniwersalnym zastosowaniu Zestaw ogniowych baniek szklanych zawiera wszystko czego potrzebujesz, aby zacząć stawiać bańki! Rozmiary baniek wchodzących w skład zestawu zostały dobrane tak aby zapewnić ich uniwersalne zastosowanie. Sprawdzają się one zarówno w terapii osób dorosłych jak i dzieci. Dostępne rozmiary pozwalają na postawienie baniek na obszarze całych pleców (duże bańki), jak również na stawianie ich na kończynach czy konkretnych punktach akupunkturowych (małe i średnie bańki). Bańki do stawiania ogniowego Zestaw zawiera szklane bańki do klasycznych zabiegów stawiania ogniowego. Stawiając bańki przy pomocy ognia nagrzewamy bańkę od wewnątrz przy użyciu kwacza (ogrzewacza). Następnie szybko przykładamy bańkę do wybranego miejsca na ciele. Gorąco powstałe w bańce powoduje, że bańka zasysa się na skórze. Aby łatwo i bezboleśnie zdjąć bańkę należy ścisnąć skórę w pobliżu miejsca postawienia bańki. Bańki szklane Bańki szklane wykonane są z wytrzymałego, hartowanego szkła odpornego na wysoką temperaturę. Bańki szklane to bańki tradycyjnie stosowane w bańkoterii. Są łatwe w utrzymaniu czystości i w użytkowaniu.